

ユニット方式の採用で
手磨き用歯ブラシが音波歯ブラシに早変わり!!



取扱説明書 (保証書付)

※装着用の歯ブラシ・替えブラシは付属しておりません。
別売のヘッド交換式歯ブラシ「サレド」をお求めください。

サレド スーパーソニックをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、保証書及び取扱説明書は大切に保管してください。

今までにないコンパクトなユニット方式を採用!

- ・ヘッド交換式歯ブラシ「サレド」に簡単に装着でき、手磨き用歯ブラシがあつという間に音波歯ブラシに早変わり!コンパクトで軽量なため、取り回しやすく、従来の手磨き用歯ブラシ同様、手軽に歯磨きしていただけます。ユニット方式で着脱可能なため、家族内等での共有も可能で非常に経済的。
- ・使いたい状況に合わせて音波歯ブラシ/手磨き歯ブラシのどちらでも使用できるため、用途毎に何本も用意する必要がありません。
- ・手磨き歯ブラシと音波歯ブラシの併用で、理想の歯磨きが実現できます!!

低価格なのに高機能!

- ・毎分約1万回(縦横約2万ストローク)の音波振動によって歯磨き時間を1/3に短縮。さらに音波共振機能によるキャピテーション効果で歯周病・虫歯を撃退します。
- ・毛先のW植毛で歯の表面・歯周ポケットまできれいに磨けます。
- ・お好みに応じてレギュラー・コンパクトヘッド(別売)の選択が可能です。

替えブラシは驚きの低価格!

- ・替えブラシはヘッド交換式歯ブラシ「サレド」の替えブラシを使用するため、音波歯ブラシの替えブラシとしては驚きの低価格!気兼ねなく新しいブラシと交換ができます。定期的なブラシ交換は虫歯や歯周病予防に効果大!!

警告

- あおむけやそれに近い姿勢で使用しないでください。歯ブラシが外れた場合、のどにつまることがあります。
- 絶対に分解や改造をしないでください。感電や火災、けがの原因となります。
- 心臓ペースメーカーや細動除去器に影響を与える可能性があります。

注意

- 装着する歯ブラシは、ヘッド交換式歯ブラシ「サレド」以外でのご使用は絶対におやめください。ユニット本体の破損・故障の原因となります。
- 浴室内などの水のかかる場所で使用しないでください。また、本体内部に水が入らないようにしてください。故障の原因となります。
- 長時間水につけたままにしないでください。破損・故障の原因となります。
- 本体の洗浄に熱湯・アルコール・ベンジン・シンナー・漂白剤等を使用しないでください。破損・故障の原因となります。
- お口に入れる前にスイッチをONにしないでください。またお口から出す前にOFFにしてください。歯磨き剤、水が飛び散ることがあります。
- 本体を落としたりして衝撃を与えないでください。破損・故障の原因となります。
- お子さまや、からだの不自由なかが使用される場合は、誤った使い方をしないように必ずまわりの方が気をつけてあげてください。
- 歯ブラシを歯や歯ぐきに無理に押しついたり、毛先以外のプラスチック部分を当てないでください。また、歯ブラシ部を口に入れたまま手を離さないでください。歯や歯ぐきに損傷を与えたり故障の原因となります。
- スイッチをON状態のまま長時間放置しないでください。また、長時間お使いにならないときは、乾電池を取り出して保管してください。漏液・発熱・破裂の原因となります。

定格・仕様

型番	SS-01
電源	DC1.5V(単4アルカリ乾電池1本)
外形寸法	15×24×100mm(最大幅×最大高さ×全長)
重量	18g(乾電池・歯ブラシ未装着時)
振動数	9,300~10,000回/分(無負荷時)
ストローク数	18,600~20,000回/分(無負荷時)

【保証規定】

取扱説明書に従った正常な使用状態で保障期間内に故障した場合には、下記弊社までご連絡ください。無償対応させていただきます。

サレド スーパーソニック 保証書

保証期間	お買い上げ日から1年間		
お買上日	年	月	日
お客様	ご住所	〒	
	お名前	TEL	様
販売店	住所・店名	TEL	レシート添付

テムコ株式会社

〒391-0012 長野県茅野市金沢823-5
お問合せ先: TEL.0266-73-0126
<http://temco-ec.jp>